

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'héparanase 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y251

Numéro d'article: CM0020080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Héparanase 1 (HPSE) humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dégradation de la MEC, l'invasion tumorale et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Heparanase 1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HPA; HPA1; HPR1; HSE1; HPSE1; Heparanase 1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	10855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-275 de l'Héparanase 1 humaine (NP_001092010.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y251
Poids de la protéine	61kDa
Expédition	Sachet de glace