

Anticorps Monoclonal Anti-Her2/ErbB2 Pour Cytométrie En Flux - P04626

Numéro d'article: CM0008796



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-HER2/ErbB2 validé pour la cytométrie en flux. Détecte le HER2 humain, un récepteur tyrosine kinase surexprimé dans de nombreux cancers. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain HER2/ErbB2 mAb
Remarques / Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2064
GeneID	2064
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-652 de HER2/ErbB2 humain (NP_004439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace