

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Her2/ErbB2 Pour Wb, Ihc, If - P04626

Numéro d'article: CM0002338



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'HER2/ErbB2 humain (P04626), validé pour WB, IHC, IF et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation du cancer et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HER2/ErbB2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	NEU ; NGL ; HER2 ; TKR1 ; CD340 ; HER-2 ; VSCN2 ; MLN 19 ; MLN-19 ; c-ERB2 ; c-ERB-2 ; HER-2/neu ; p185(erbB2)
Espèce	Humain
GeneID	2064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-652 de l'HER2/ErbB2 humain (P04626)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04626
Poids protéique	138 kDa
Expédition	Sac de glace