

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Her2/ErbB2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04626

Numéro d'article: CM0021800



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HER2/ErbB2 (récepteur tyrosine kinase), validé pour WB, IHC-P, ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le cancer et les applications de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HER2/ErbB2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); HER2/ErbB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2064
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1156-1255 de HER2/ErbB2 humain (NP_004439.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04626
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace