

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Herc3 Pour Wb, Elisa - Q15034

Numéro d'article: CM0030684

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin HERC3 pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain et la souris.

Immunogène : Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-200 de HERC3 humain (NP_055421.1).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin HERC3
Remarques/Alias	HERC3
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	8916
ID du Gène	8916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de HERC3 humain (NP_055421.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15034
Poids Moléculaire de la Protéine	117kDa
Expédition	Sac de glace