


Anticorps Polyclonal Anti-Hes1 Pour Wb Et Elisa - Q14469

Numéro d'article: CM0013022



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-HES1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec HES1 humain, souris et rat, un répresseur transcriptionnel impliqué dans la signalisation Notch et le développement. Idéal pour les études sur la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HES1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HHL; HRY; HES-1; bHLHb39; HES1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3280
ID de gène	3280
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 90-165 de HES1 humain (NP_005515.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14469
Poids de la protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace