


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hes1 Pour Wb, Elisa - Q14469

Numéro d'article: CM0017461



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription humain HES1, validé pour la WB et l'ELISA. Détecte HES1 humain avec une réactivité croisée chez le rat et la souris. Convient aux recherches sur la régulation transcriptionnelle et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HES1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HHL ; HRY ; HES-1 ; bHLHb39 ; HES1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3280
GeneID	3280
Immunogène	peptide synthétique protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151 à 280 de HES1 humain (NP_005515.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat, souris
SWISS	Q14469
Poids moléculaire	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant