


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hexa (Sous-Unité Alpha Bêta-Hexosaminidase) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P06865

Numéro d'article: CM0006588



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'HEXA humaine, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des maladies de stockage lysosomales comme la maladie de Tay-Sachs et du métabolisme des glycosphingolipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEXA Rabbit mAb
Remarques / Alias	TSD; HEXA
Espèce	Humain
GenelD (humain)	3073
GenelD	3073
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 368-529 de l'HEXA humaine. (NP_000511.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06865
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace