


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hexim1 - 094992

Numéro d'article: CM0006487



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HEXIM1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Détecte l'HEXIM1 humain, de souris et de rat (~41 kDa), un régulateur transcriptionnel et inhibiteur de P-TEFb.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HEXIM1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CLP1, EDG1, HIS1, MAQ1, HEXIM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10614
Identifiant du gène	10614
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-359 de l'HEXIM1 humain (NP_006451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94992
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace