


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hexim1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O94992

Numéro d'article: CM0028492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant HEXIM1 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEXIM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10614
ID de gène	10614
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-359 de HEXIM1 humain (NP_006451.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O94992
Poids de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace