

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hexim2 Pour Wb Et Elisa - Q96Mh2

Numéro d'article: CM0018364

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HEXIM2 humain (UniProt Q96MH2), validé en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Outil essentiel pour l'étude de la régulation de la transcription et du complexe RNP 7SK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEXIM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	L3; HEXIM2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	124790
ID de gène	124790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 147-286 de HEXIM2 humain (NP_653209.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96MH2
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace