

Anticorps Polyclonal Anti-Hexokinase II Pour Wb, Elisa - P52789

Numéro d'article: CM0013415



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Hexokinase II humaine, validé pour WB et ELISA sur humain, souris et rat. Cible l'enzyme glycolytique HK2, adapté pour la recherche sur le métabolisme et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Hexokinase II Lapin pAb
Remarques/Alias	HKII, HXK2, II
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3099
GeneID	3099
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-120 de l'Hexokinase II humaine (NP_000180.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52789
Poids Moléculaire	102kDa
Expédition	Sac de glace