


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hey1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5J3

Numéro d'article: CM0024153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'HEY1 humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur le développement cardiovasculaire, la signalisation Notch et la répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEY1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	23462
ID du gène	23462
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 114-129 de l'HEY1 humain (NP_001269780.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5J3
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace