

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hey2 Pour Wb, Elisa - Q9Ubp5

Numéro d'article: CM0012867

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HEY2 de haute qualité (pAb) pour le Western blot et l'ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du développement cardiovasculaire, de la signalisation Notch et des mécanismes de répression transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HEY2 pAb de lapin
Remarques/Alias	GRL ; CHF1 ; HRT2 ; HERP1 ; HESR2 ; bHLHb32 ; GRIDLOCK ; HEY2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23493
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de HEY2 humain (NP_036391.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UBP5
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac de glace