

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Heyl (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Pour Wb, Elisa - Q9Nq87

Numéro d'article: CM0024026

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-HEYL validé pour WB et ELISA chez l'humain et la souris. Cible le répresseur transcriptionnel HEYL de la voie de signalisation Notch, essentiel pour le développement cardiovasculaire et la régulation génique. Idéal pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HEYL
Remarques / Alias	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26508
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la protéine HEYL humaine (NP_055386.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQ87
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace