

## Anticorps Monoclonal Anti-Hfe Pour Wb, Elisa - Q30201

Numéro d'article: CM0002416



### Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible l'HFE humain (protéine de l'hémochromatose héréditaire), validé pour les applications de Western blot et ELISA. Adapté pour l'étude du métabolisme du fer, de l'hémochromatose et des interactions avec le récepteur de la transferrine.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | HFE mAb Lapin                                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                      |
| GeneID (humain)      | 3077                                                                                                                                        |
| GeneID               | 3077                                                                                                                                        |
| Immunogène           | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 249 et 348 de l'HFE humain (Q30201). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                       |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                       |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                   |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                      |
| SWISS                | Q30201                                                                                                                                      |
| Poids de la protéine | 40kDa                                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                |