

Anticorps Polyclonal Anti-Hfe Pour Wb, Elisa - Q30201

Numéro d'article: CM0017424



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine HFE (protéine de l'hémochromatose héréditaire), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Soutient la recherche sur le métabolisme du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HFE Rabbit pAb
Remarques/Alias	HH ; HFE1 ; HLA-H ; MVCD7 ; TFQTL2 ; HFE
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3077
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-306 de la protéine humaine HFE (NP_000401.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q30201
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace