

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hfm1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - A2Pyh4

Numéro d'article: CM0025137

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin reconnaît spécifiquement le HFM1 humain et réagit de manière croisée avec la souris et le rat, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour les études sur la méiose et l'insuffisance ovarienne prématurée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HFM1 Lapin pAc
Remarques/Alias	MER3; POF9; Si-11; SEC63D1; Si-11-6; hélicase; HFM1
Espèce	Humain
GeneID	164045
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du HFM1 humain (NP_001017975.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A2PYH4
Poids Protéique	163kDa
Expédition	Sac de glace