


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hgd Pour Wb, Elisa - Q93099

Numéro d'article: CM0003921



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant l'HGD humain (Homogentisate 1,2-dioxygénase) pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur les maladies métaboliques, notamment l'alcaptonurie. Spécificité garantie par un immunogène peptidique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | HGD Rabbit mAb                                                                                                                                |
| Remarques / Alias  | AKU; HGO; HGD                                                                                                                                 |
| Espèce             | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)    | 3081                                                                                                                                          |
| GeneID             | 3081                                                                                                                                          |
| Immunogène         | Peptide synthétique   Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 346 et 445 de l'HGD humain (Q93099). |
| Origine            | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                                        |
| SWISS              | Q93099                                                                                                                                        |
| Poids protéique    | 50kDa                                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                  |