


Anticorps Polyclonal Anti-Hgfac Pour Wb Et Elisa - Q04756

Numéro d'article: CM0018259



Introduction

pAb Lapin HGFAC pour WB et ELISA. Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'HGFAC humain (aa 408-655). Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études d'activation de l'HGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin HGFAC
Remarques/Alias	HGFA ; HGFAC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3083
ID du gène	3083
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 408-655 de l'HGFAC humain (NP_001519.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q04756
Poids protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace