


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hgs Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Numéro d'article: CM0024578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HGS humain (substrat de la tyrosine kinase régulée par le facteur de croissance des hépatocytes), validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du tri endosomal et de la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HGS Lapin pAb
Remarques/Alias	HRS; HGS
Espèce	Humain
ID de gène	9146 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14964
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace