

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hhla2 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - Q9Um44

Numéro d'article: CM0013523

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HHLA2 de haute qualité, validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA. Détecte le HHLA2 humain, un ligand costimulateur des cellules T, idéal pour la recherche en immuno-oncologie et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Détails                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | HHLA2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | B7y ; B7H7 ; B7-H5 ; B7-H7 ; HHLA2                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                      |
| GeneID (humain)                  | 11148                                                                                                                       |
| GeneID                           | 11148                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-200 du HHLA2 humain (NP_009003.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                       |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                       |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                      |
| SWISS                            | Q9UM44                                                                                                                      |
| Masse moléculaire de la protéine | 47 kDa                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                |