

## Anticorps Monoclonal Anti-Hibadh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Numéro d'article: CM0007630



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-HIBADH validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la 3-hydroxyisobutyrate déshydrogénase humaine, de souris et de rat, une enzyme mitochondriale impliquée dans le catabolisme des BCAA. Idéal pour la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-HIBADH                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | NS5ATP1; HIBADH                                                                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 11112                                                                                                                            |
| GeneID               | 11112                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-336 de la HIBADH humaine (NP_689953.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                | P31937                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 35 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |