

Anticorps Polyclonal Anti-Hibadh Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Numéro d'article: CM0024245



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre HIBADH humain, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Enzyme mitochondriale impliquée dans le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIBADH Rabbit pAb
Remarques / Alias	NS5ATP1; HIBADH
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	11112
Identifiant du gène	11112
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-336 de HIBADH humain (NP_689953.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31937
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace