


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hibch Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6Nvy1

Numéro d'article: CM0020742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIBCH humain (3-hydroxyisobutyryl-CoA hydrolase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Enzyme mitochondriale de 43kDa dans le catabolisme de la valine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIBCH Lapin pAb
Remarques/Alias	HIBYLCOAH; HIBCH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	26275
ID de gène	26275
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-330 de HIBCH humain (NP_055177.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6NVY1
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace