

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hif1A Pour Wb, If/Icc, Icc - Q16665

Numéro d'article: CM0011166



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le HIF1 α humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur l'hypoxie, la biologie du cancer et les études sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HIF1 α Rabbit mAb
Remarques/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3091
GeneID	3091
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16665
Poids Protéique	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Expédition	Sac de glace