


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hif1An/Fih-1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwt6

Numéro d'article: CM0007746



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le HIF1AN/FIH-1 humain (SWISS Q9NWT6). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'hypoxie et la détection de l'oxygène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-HIF1AN/FIH-1
Remarques/Alias	FIH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55662
GeneID	55662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 du HIF1AN/FIH1 humain (NP_060372.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWT6
Poids protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace