


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hif1An/Fih1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nwt6

Numéro d'article: CM0024166



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HIF1AN/FIH1, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la signalisation de l'hypoxie et de la détection de l'oxygène dans la recherche et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FIH1; HIF1AN/FIH1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	55662
ID de gène	55662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de HIF1AN/FIH1 humain (NP_060372.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NWT6
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace