


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hif1An/Fih1 [Validé Ko] Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

Numéro d'article: CM0030414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIF1AN (FIH1), validé pour les études de knockout. Convient pour le Western blot, l'IHC, l'IF/ICC, l'IP, l'ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible l'asparagine hydroxylase du facteur induit par l'hypoxie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] pAb de lapin HIF1AN/FIH1
Remarques/Alias	FIH1 ; H1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55662
GeneID	55662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-349 de HIF1AN/FIH1 humain (NP_060372.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWT6
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace