

Anticorps Polyclonal Anti-Hif1B/Arnt Pour Wb, Elisa - P27540

Numéro d'article: CM0015920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIF1 β /ARNT humain, adapté aux applications Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'hypoxie et des xénobiotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIF1 β /ARNT Rabbit pAb
Remarques / Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	405
GeneID	405
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 420-485 de HIF1 β /ARNT humain (NP_001659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27540
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace