

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Hif1B/Arnt Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27540

Numéro d'article: CM0003327



Introduction

Anticorps monoclonal lapin détectant spécifiquement le HIF1 β /ARNT humain (P27540), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude des voies de signalisation de l'hypoxie et de la réponse aux dioxines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HIF1 β /ARNT mAb Lapin
Remarques/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Espèce	Humain
GeneID	405
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 499-789 du HIF-1 bêta humain (P27540).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P27540
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace