


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hif3A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

Numéro d'article: CM0023804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIF3A (facteur 3-alpha induit par l'hypoxie) pour Western blot, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'hypoxie et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIF3A Rabbit pAb
Remarques/Alias	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	64344
Identifiant du gène	64344
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de HIF3A humain (NP_690008.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2N7
Poids moléculaire de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace