


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Higd1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Numéro d'article: CM0016400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIGD1A humain (HIG1, RCF1a), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Cible la sous-unité IV du complexe mitochondrial, impliquée dans la chaîne respiratoire. Convient aux études sur l'hypoxie et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIGD1A pAb de lapin
Remarques/Alias	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	25994
GeneID	25994
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 93 de HIGD1A humain (NP_054775.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y241
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac de glace