

Anticorps Polyclonal Anti-Hilpda Pour Ihc-P, Elisa - Q9Y5L2

Numéro d'article: CM0022479

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'HILPDA humaine (HIG2) pour les applications d'immunohistochimie (IHC-P) et d'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'hypoxie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HILPDA Rabbit pAb
Remarques / Alias	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29923
GeneID	29923
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-63 de l'HILPDA humaine (NP_037464.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5L2
Poids de la protéine	7 kDa
Expédition	Sac de glace