


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hint1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49773

Numéro d'article: CM0002528



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin HINT1 (P49773) est un anticorps monoclonal validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Il détecte HINT1 dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier le métabolisme des nucléotides et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin HINT1
Remarques/Alias	HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3094
GeneID	3094
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HINT1 humain (P49773)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49773
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace