


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hint1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Numéro d'article: CM0018774



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HINT1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Reconnaît une protéine de 14 kDa impliquée dans le métabolisme des nucléotides et la régulation transcriptionnelle. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HINT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3094
GeneID	3094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 de HINT1 humain (NP_005331.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49773
Poids Moléculaire Protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace