


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hint1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Numéro d'article: CM0012916



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HINT1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'hydrolyse des métabolites nucléotidiques et la régulation de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HINT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3094
GeneID	3094
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 de HINT1 humain (NP_005331.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49773
Poids moléculaire protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace