

Anticorps Polyclonal Anti-Hip1 Pour Wb Et Elisa - 000291

Numéro d'article: CM0029490



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HIP1 humain, idéal pour WB et ELISA. Détecte HIP1 humain et souris. Soutient la recherche sur l'endocytose dépendante de la clathrine, la neurodégénérescence et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONgamma, HIP1
Espèce	Humain
GeneID	3092
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-690 de HIP1 humain (NP_005329.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00291
Poids de la protéine	116kDa
Expédition	Sac de glace