

Anticorps Polyclonal Anti-Hip1R Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075146

Numéro d'article: CM0016015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HIP1R (HIP12), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'endocytose médiée par la clathrine et le trafic des récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIP1R Rabbit pAb
Remarques/Alias	HIP3 ; HIP12 ; ILWEQ ; HIP1R
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9026
GeneID	9026
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-600 de HIP1R humain (NP_003950.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075146
Poids protéique	119 kDa
Expédition	Sac de glace