

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hipk2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Numéro d'article: CM0004489

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'HIPK2 humain, validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible impliquée dans la transcription, l'apoptose et la réponse aux dommages à l'ADN. Pour usage de recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin anti-HIPK2                                                                                                      |
| Remarques/Alias                  | PRO0593 ; hHIPk2 ; HIPK2                                                                                                                      |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)                  | 28996                                                                                                                                         |
| GeneID                           | 28996                                                                                                                                         |
| Immunogène                       | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de l'HIPK2 humain (Q9H2X6). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                         |
| Application                      | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris                                                                                                                                |
| SWISS                            | Q9H2X6                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire de la protéine | 101 kDa/128 kDa/131 kDa                                                                                                                       |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                  |