

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Hippocalcine (Hpca) Pour Wb, Elisa - P84074

Numéro d'article: CM0002286



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'hippocalcine humaine (HPCA), validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et les études sur la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Hippocalcine (HPCA) mAb de lapin
Remarques / Alias	BDR2; DYT2; Hippocalcine (HPCA)
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3208
ID du gène	3208
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'hippocalcine humaine (HPCA) (P84074)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84074
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace