


Anticorps Monoclonal Anti-Hira Pour Wb, Elisa - P54198

Numéro d'article: CM0011821



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre HIRA humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. La protéine HIRA est un régulateur de la chromatine impliqué dans l'assemblage de la chromatine indépendant de la réplication et la sénescence cellulaire. Idéal pour les recherches sur le cycle cellulaire et la dynamique de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-HIRA
Remarques/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7290
GeneID	7290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 550 à 675 de HIRA humain (P54198)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P54198
Poids moléculaire	112 kDa
Expédition	Sac réfrigérant