


Anticorps Polyclonal Anti-Hira Pour Wb Et Elisa - P54198

Numéro d'article: CM0017907



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HIRA humain (TUP1/DGCR1), un facteur d'assemblage de la chromatine et répresseur transcriptionnel. Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche en épigénétique, cycle cellulaire et sénescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin HIRA
Remarques/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7290
GeneID	7290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-550 de HIRA humain (NP_003316.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54198
Poids protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace