


Anticorps Polyclonal Anti-Hist1H3D Pour Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Numéro d'article: CM0023055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant HIST1H3D (H3.4/H3/g), validé pour le Western blot et l'ELISA. Prédit pour réagir avec l'humain, la souris, le rat et d'autres espèces. Idéal pour les études de biologie de la chromatine et de modifications des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HIST1H3D Rabbit pAb
Remarques/Alias	H3.4 ; H3/g ; H3FT ; H3t ; HIST3H3 ; Histone H3 ; HIST1H3A ; HIST1H3D
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8290/8350
ID du gène	8290/8350
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-136 de l'HIST1H3D humain (NP_003520.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace