

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Récepteur H3 De L'histamine (Hrh3) Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

Numéro d'article: CM0004030



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur H3 de l'histamine humain (HRH3, GPCR97). Validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Adapté à la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRH3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HH3R; GPCR97; HRH3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11255
GeneID	11255
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de HRH3 humain (Q9Y5N1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5N1
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace