

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur H3 De L'histamine (Hrh3) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N1

Numéro d'article: CM0019699



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le récepteur H3 de l'histamine humain (HRH3), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les GPCR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HRH3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HH3R, GPCR97, HRH3
Espèce	Humain
GeneID	11255
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 250-350 du HRH3 humain (NP_009163.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5N1
Poids Moléculaire de la Protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace