

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histidine Ammonia-Lyase (Hal) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

Numéro d'article: CM0017754

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histidine ammonia-lyase (HAL). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme de l'histidine et les variants pathologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HAL pAb de lapin
Remarques/Alias	HIS ; HSTD ; HAL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3034
GeneID	3034
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la HAL humaine (NP_002099.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P42357
Poids moléculaire	73 kDa
Expédition	Sac de glace