

Anticorps Polyclonal Anti-Histidine-Rich Glycoprotein (Hrg) Pour Wb, Elisa - P04196

Numéro d'article: CM0026174

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la glycoprotéine riche en histidine (HRG) humaine. Validé en WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude des mécanismes de coagulation, d'angiogenèse et de clairance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRG Lapin pAb
Remarques/Alias	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3273
GeneID	3273
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-260 de l'HRG humaine (NP_000403.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P04196
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace