


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Histone H1.0 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Numéro d'article: CM0009965



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Histone H1.0 humaine (P07305), validé pour le Western blot, l'IHC sur paraffine et l'ELISA ; réagit croisé avec la souris et d'autres espèces ; 21kDa ; idéal pour la recherche en biologie de la chromatine et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Histone H1.0 Lapin mAb
Remarques/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histone H1.0
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	H1
GeneID	3005
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'Histone H1.0 humaine (P07305).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Autre (Large Gamme Prédite)
SWISS	P07305
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace