


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Histone H1.2 (Hist1H1C) - P16403

Numéro d'article: CM0028253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Histone H1.2 (HIST1H1C) humaine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour les études sur la condensation de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	HIST1H1C Rabbit pAb
Remarques / Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3006
GeneID	3006
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16403
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace